



آسیای آزمایشگاهی

Laboratory DISK MILL

Model: SUPER MILL - 500 S

یکی از موثرترین روشهای پودر کردن و آماده سازی نمونه ، استفاده از آسیای آزمایشگاهی نوع دیسکی است. این دستگاه توانایی پودر کردن نمونه های سخت و شکننده مانند انواع سنگ و کانی در حداقل زمان را دارا میباشد. از ویژگیهای این نوع آسیا بدست آوردن پودر مواد با دانه بندی یکنواخت است.


زمان خردایش و آسیا کردن قابل تنظیم بوده و توسط تایمر دیجیتال انجام میشود. از ویژگیهای این دستگاه ، مجهز بودن آن به سیستم گیره اتوماتیک / پنوماتیک است. که بوسیله سوئیچ مخصوص عمل قفل کردن و باز کردن هاون و درب آن انجام می گیرد.

انواع مختلف هاون اعم از فولادی ، کروم استیل و هاون ها دارای پوشش تنگستن کارباید و زیرکونیوم کارباید برای این دستگاه ارائه می شود.

Laboratory DISK MILL

Model: SUPER MILL - 500 S

سیستم تعلیق و ویبره دستگاه مجهز به فنرهای ساخت اروپا بوده و کلیه متعلقات اصلی مانند بلبرینگ و رولبرینگ نیز از سازنده های معتبر خارجی تامین میشود..



برخی مشخصات فنی دستگاه آسیای آزمایشگاهی

TECHNICAL DATA : SUPER MILL 500 S

ELECTRIC MOTOR 3 phas - 380 V , 50 Hz

POWER 2200 W / 3 Hp

Vibrating frequency 1500 Hz normally

Clamps Automatic / pneumatic

Feed material Brittle – Hard Brittle – Semi Hard – Semi Brittle

Feed size < 10 mm

Product size 30 - 150 mesh optimum

Optimum capacity/ Batch 100 – 150 gr/Batch

Milling CUP (Optional) Chromium steel / Tungsten carbide / agate / high alumina

Control board Electric / Electronic

Time Display / control Digital display: 0-30 min